



Contact
information
联系方式

总部

地址：浙江省杭州市滨江区兴祺大厦1幢707室
电话：+86-571-85450076

Headquater

Add: Room 707, Building 1, Xingqi Building, Binjiang
District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052
Tel: +86-571-85450076

工厂

地址：浙江省绍兴市新昌儒岙工业园
电话：+86-575-86780111
传真：+86-575-86780116

Factory

Add: Ru'ao Industrial Zone, Xinchang, Shaoxing, Zhejiang, China
Tel: +86-575-86780111
Fax: +86-575-86780116

浙江汇力胶囊有限公司

Zhejiang Huili Capsules Co., Ltd.

浙江汇力药业有限公司

Zhejiang Huili Pharmaceutical Co., Ltd.

浙江汇力胶囊有限公司

Zhejiang Huili Capsules Co., Ltd.

浙江汇力药业有限公司

Zhejiang Huili Pharmaceutical Co., Ltd.

WWW.WECAPS.COM

www.hl-jn.com www.hlcapsule.com


Profile

公司简介



浙江汇力胶囊有限公司, 始于1981年, 专业生产药用空心胶囊。产品深受国内外客户认可。至今, 配备5500M², 10万级净化标准车间, 18条胶囊自动生产线, 80亿粒年生产能力。拥有4大系列产品: **明胶胶囊, 植物胶囊, 无二氧化钛胶囊, 无环氧乙烷胶囊。**


Zhejiang Huili Capsules Co., Ltd., established in 1981, is one professional pharmaceutical empty capsule manufacturer. Its capsule products are deeply approved by customers both domestic and abroad. Nowadays, It has 5500m² Clean Room, reaching 100,000 Class, and 18 Automatic Capsule Production Lines, 8 billion pcs Capacity, producing **Empty Gelatin Capsules, Empty HPMC Capsules, TiO₂-Free Empty Capsules and ETO-Free Empty Capsules.**



药片生产许可证 浙J20050290
DRUG MANUFACTURING CERTIFICATE
& PERMISSION




ISO9001质量管理体系认证
ISO9001 QUALITY MANAGEMENT
CERTIFICATE



美国DMF证书
Certificate of Drug Master File



省高新技术企业证书
PROVINCIAL NEW HI-TECH CORPORATION
CERTIFICATE



清真认证
HALAL CERTIFICATE



犹太洁食认证
KOSHER CERTIFICATE



美国FDA注册认证
US FDA REGISTRATION



专利证书
PATENT

Certificate

证书

Empty Gelatin Capsules

明胶胶囊系列产品

医药胶囊剂中最常用的空心胶囊
采用优质骨质明胶生产,严格监控有害残留

Gelatin capsules are most commonly used in capsule formulations
Made by high quality gelatin, and free of harmful residues.

Empty HPMC Capsules

植物胶囊系列产品

Made of hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC),
deriving from pine fibers avoiding transgene and
pesticide residues.

Enteric Coated Capsules

肠溶胶囊系列产品

TiO₂-Free Capsules

(Calcium Carbonate / Zinc Oxide)
无二氧化钛胶囊系列产品

ETO-Free Capsules


无环氧乙烷胶囊系列产品

为应对欧盟禁用二氧化钛作为食品添加剂, 我司研发并生产
以碳酸钙/氧化锌为遮光剂的空心明胶胶囊和羟丙甲纤维素
胶囊。该类型胶囊具有极好的上机率和遮光性能。

Empty gelatin Capsules and HPMC capsules with
Calcium Carbonate/Zinc Oxide as opacifier are
launched, while meeting titanium dioxide-free
requirements for foods in EU.
Both have excellent machinability and masking
capabilities of ingredients.

Capsule Structure

胶囊结构



胶囊结构解剖图

SPECIFICATION INDEX

胶囊参数参考表

| 空心胶囊规格 SPECIFICATION | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|-------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|---------------------|----------------------|
| 型号 | 长度(mm)±0.1 | | 壁厚(mm) | | 外围直径(mm)±0.05 | | 容量(ml) | 锁合长度(mm) | 单粒重量(mg) | 每件数量(千粒) |
| size | length | | thickness | | outer diameter | | volume | lock length | single grain weight | Thousand pcs/ Carton |
| | 帽/Cap | 体/Body | 帽/Cap | 体/Body | 帽/Cap | 体/Body | | | | |
| 000# | 12.9 | 22.1 | 0.125-0.135 | 0.120-0.130 | 10.00 | 9.65 | 1.40 | 25.0-26.0 | 183 | 50 |
| 00#EL | 11.9 | 22.0 | 0.110-0.120 | 0.090-0.010 | 8.60 | 8.27 | 1.02 | 24.0-25.0 | 136 | 70 |
| 00# | 11.9 | 20.2 | 0.110-0.120 | 0.090-0.010 | 8.60 | 8.27 | 0.93 | 22.2-23.2 | 121 | 80 |
| 00#B | 10.8 | 11.4 | 0.105-0.125 | 0.100-0.120 | 8.65 | 8.30 | 0.50 | 14.1-15.1 | 92 | 110 |
| 0#EL | 11.7 | 20.0 | 0.105-0.115 | 0.105-0.115 | 7.73 | 7.42 | 0.74 | 22.4-23.4 | 107 | 90 |
| 0# | 11.0 | 18.3 | 0.100-0.110 | 0.100-0.110 | 7.73 | 7.41 | 0.68 | 20.7-21.7 | 101 | 100 |
| 1# | 9.8 | 16.4 | 0.100-0.110 | 0.095-0.105 | 7.03 | 6.72 | 0.50 | 18.5-19.5 | 78 | 140 |
| 2# | 8.9 | 15.4 | 0.095-0.105 | 0.085-0.095 | 6.44 | 6.14 | 0.37 | 17.0-17.8 | 66 | 170 |
| 3# | 8.1 | 13.6 | 0.090-0.100 | 0.080-0.090 | 5.89 | 5.60 | 0.30 | 15.0-15.8 | 50 | 220 |
| 4# | 7.5 | 12.5 | 0.080-0.090 | 0.075-0.085 | 5.40 | 5.12 | 0.21 | 13.5-14.3 | 39 | 300 |

注：由于充填药物的不同及充填机类型的不同，胶囊的充填量会受到很大的影响。上表数据仅供参考。

NOTE: WITH DIFFERENT FILLING MACHINES AND CHARACTERS OF SUBSTANCES, THE WEIGHT OF SUBSTANCES FILLED INTO CAPSULES HAS A TOLERANCE. THUS THE DATA ABOVE ARE JUST FOR REFERENCE.




Quality Control & Management

质量控制与管理

由总经理负责的健全的质量管理体系，有足够的质检人员和质量监督管理人员，整个生产工序始终处于受控状态。
With complete Quality Management System and sufficient QA & QC technicians, all capsule production is in controlled condition.

严格按照GMP要求建造的生产厂房内装有全封闭式中央空调进行恒温、恒湿生产、净化生产，大大保证了胶囊产品的品质
Plant and workshop are designed and constructed strictly as per GMP standard, equipped with fully closed central air-conditioners, guarantee clean capsule production in constant temperature and humidity.

生产流程 PROCESS



优势 FEATURE

符合GMP要求的中心化实验室
GMP conformed Laboratory

溶胶用不锈钢反应釜
Stainless Steel Reactor

最新自动胶囊生产线
Up-to-date automatic capsule production lines

全自动胶囊检测仪
Automatic Capsule Sorting Machine

恒温恒湿, 充足仓储面积
Temp and humidity control, sufficient warehouse

冷冻柜
Refrigerated Container for delivery of capsules



Research & Development

研发能力

领先的专业生产药用空心胶囊技术团队，不断升级胶囊生产设备，改进胶囊生产工艺和胶囊结构，提升胶囊产品质量。

Leading and Professional Empty Capsules Manufacturer. Keep updating capsule production machines and lines, improving capsule process and capsule structure, improving capsule quality.

100

多份胶囊生产
工艺专利

MORE THAN 100 PATENTS OF
CAPSULES PROCESS



Our Commitment

我们的承诺

我们投放市场的每一粒胶囊都是精品，达到您所希望的至尊品质。

High quality for each capsule, satisfying your demand perfectly



Our Service

我们的服务

售前 Pre-sales

- 提供胶囊选型，选色，印字样稿设计的专业建议
- 提供充填设备调试和样品试机服务
- 分析药粉，制定适合用户的工艺配方
- offer professional suggestion of capsule size and colors choosing, printing design
- Offer filling machine adjusting service, and sample capsules for machine trial
- Analyze features of filled powder, to achieve proper formula of capsule production

售后 After-sales

- 了解胶囊的使用情况
- 技术工程师上门，协助解决硬件问题
- 定期拜访客户，提供标准化、专业化的服务
- get aware of capsule filling performances
- sending technicians, offer service in solving hardware fault
- Visiting customers regularly, offer standard and professional services

完备的服务体系和
专业化的服务人员

Comprehensive Service and
Professional Staffs